



Neo Dental International Inc.

DENTALIS

根管充填糊剂

特点

- 极佳的放射线阻射性
- 抗菌
- 理想的流动性
- 能够粘固在牙根管壁和根管胶尖上
- 确保牙髓腔封闭

超过国际标准

- 放射线非通透性
- 良好的流动性



技术数据

放射线阻射性	4.4 mm AL
流动性	31.0 mm
可溶性	1.75%
凝固时间	5 - 10 分钟
工作时间	4 - 6 小时

Manufactured by:
Neo Dental Chemical Products Co. Ltd.
Tokyo, Japan



Neo Dental International Inc.

2505 South 320 Street, Suite 250
Federal Way, WA USA 98003

Tel: 253-946-0814

Fax: 253-946-0885

email: ndi@neodental-intl.com

DENTALIS

根管充填糊剂

包装

- 15 克粉
- 10 ml 液体
- 量匙及粉液混合垫

保存

- 避免日光照射
- 在室温下保存

使用说明

1. 制备, 洗净及干燥牙根管
2. 把 1 量匙粉和 3 滴液混和成流动性糊状
把 1 量匙粉和 2 滴液混和成软膏
Dentalis 在室温下的凝固时间是 4 - 6 小时
3. 用 *Dentalis* 涂在牙根管壁上
4. 在古塔波牙胶尖上涂抹 *Dentalis*
5. 将经过涂抹的古塔波牙胶尖插入牙根管
6. 插入其他辅助根管牙胶尖前需先涂上 *Dentalis*
7. *Dentalis* 在口腔中的凝固时间是 5 - 10 分钟
8. 以 X 光确认填补良好
9. 除去多余的根管牙胶尖并封闭牙冠开口



Neo Dental International Inc.

2505 South 320 Street, Suite 250
Federal Way, WA USA 98003

Tel: 253-946-0814

Fax: 253-946-0885

email: ndi@neodental-intl.com