


# Multiflex Syringe®

Jeringa reutilizable para irrigación



3 jeringas codificadas por color  
Almohadilla lubricante

Para uso dentalexclusivamente

## Jeringa esterilizable en autoclave



### Indicaciones

- Irrigación periodontal
- Irrigación endodóntica

### Beneficios

- Su punta suave previene daño a los tejidos
- Esterilizable en autoclave, y puede ser reutilizada hasta 50 veces
- Compatible con todos los líquidos
- Jeringa calibrada de 5.5. ml.
- Punta angosta

## Disponible a través de su distribuidor local

El paquete  
contiene

3 jeringas codificadas  
por color y lubricante

- Esterilizable por químicos
- Esterilizable en autoclave
- Reutilizable



NEO DENTAL INTERNATIONAL INC.

2505 South 320 Street, Suite 250  
Federal Way, WA 98003  
USA

Tel (253) 946-0814  
Fax (253) 946-0885

Toll Free: 1-800-720-0096  
E-mail: [ndi@neodental-intl.com](mailto:ndi@neodental-intl.com)

Web: [www.neodental-intl.com](http://www.neodental-intl.com)